

Инновационный аппаратно-программный комплекс «Армис»

- Полностью безопасен
- Пропускная способность до 15-17 пациентов в день
- Время обследования в среднем 25-30 минут
- Проводит медсестра



- Весит до 5кг. Вместе с ноутбуком

**Выполнение графика процедур
донозологической диагностики средствами АПК «АРМИС»
в МБОУ УДСОШ №2, годы наблюдений: 2012 – 2016 г.г.**

Учебный год	ФИО ответственного лица, должность	Запланированный график обследований	Реализованный график обследований	% выполнения
2012-2013	Субботина Е.А. медсестра	399	394	99
2013-2014	Субботина Е.А. медсестра	394	388	98
2014-2015	Субботина Е.А. медсестра	419	412	98
2015-2016	Зейф Л.А. медсестра	434	434	100
Суммарные итоговые показатели за пилотный период (2012-2016)		1646	1628	99




Рис.1. Состав базового комплекта Аппарата «АРМИС»

1. Центральный блок
2. Сетевой кабель и кабель для связи центрального блока с персональным компьютером
3. Датчик для регистрации ЭКГ с набором электродов (4 шт)
4. Датчик для регистрации АД крови осциллометрическим методом с манжетой и грушей
5. Датчик для пневмографии
6. Датчик для спирометрии с комплектом из 10 мундштуков
7. Пульт для психометрических и аудиометрических измерений
8. Аудиометрические наушники
9. Датчик для динамометрии

3 этапа профилактических медицинских осмотров

- Доврачебный этап выполняется медсестрой по скрининг программе
- Врачебный (педиатром и специалистами)
- Специализированный (углубленный) по показаниям

Выбранные параметры компьютерной диагностики (сентябрь 2015г. - май 2016г.)



Спасибо за внимание!

